

**KLINISCHES INSTITUT FÜR LABORMEDIZIN**

Leitung: O. Univ. Prof. Dr. Oswald Wagner

**KLINISCHE ABTEILUNG FÜR MIKROBIOLOGIE**

Leitung: Ao. Univ. Prof. Dr. Alexander M. Hirschl

An alle  
Kliniken, Institute und  
Klinische Abteilungen  
des Allgemeinen Krankenhauses

E-Mail: [Post\\_akh\\_hygmi@akhwien.at](mailto:Post_akh_hygmi@akhwien.at)

Telefon: +43 1 40400- 51560

Fax: + 43 1 40400- 52280

Wien, 22.09.2015

Betr.: Transportgefäß für Sputum


Löbliche(s) Abteilung/Klinik/Institut!  
Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir möchten Sie bitten für Sputum und ähnliche Proben **ausschließlich die Becher mit der SAP-Nr.: 30001880**, die zumeist auch für Harnproben verwendet werden, zu benutzen.

Die Sputumgefäße mit der SAP-Nr.: 30024351 erweisen sich in der Praxis oft als schlecht verschlossen und undicht.

Die empfohlenen Becher mit der SAP-Nr. 30001880 sind zudem auch billiger.

Mit freundlichen Grüßen

  
A. M. Hirschl